

BodyGuard 575 PCA Pompası

Hasta kontrollü analjezi tedavisinde yeni döneme Bodyguard - 575 PCA Pompası ile girin! BodyGuard geniş kapsamlı emniyet ve performansı çok kolay ve güvenilir basit uygulamayla birleştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Hafif ve Kompakt Yapı

BodyGuard-575 PCA sınıfında en hafif, kompakt ve sağlam yapıda olup, hastanelerin algoloji, ameliyathane, yoğun bakım, klinikler ve acil servis birimlerinde ağrı tedavisi için idealdir.

Türkçe Menü

Tüm menü, mesajlar ve komutlar Türkçe açıklanmış olup, kullanıcıya kullanımda büyük kolaylık sağlar.

Piston Pompa Mekanizması

Çok Düşük infüzyon hızlarında bile, en yüksek doğruluk ve lineariteye sahiptir.

Anti-Bolus Sistemi

Düşük oklüzyon sonrası, hatalı bolus gönderilmesini önler.

Çok Fonksiyonlu Şarj Ünitesi

Klinik içinde infüzyon bilgilerinin kolayca görünmesini sağlayan büyük ekranlı ve serum asklığına kilitlenebilir çok fonksiyonlu şarj ünitesine sahiptir.

Şarj Edilebilir Li-Ion Batarya

220 Volt şebeke voltajı ile çalıştırılabildiği gibi, hasta mobilitesi açısından, elektrikten bağımsız, şarj edilebilir bataryası ile, 7 güne kadar çalışma süresine sahiptir.

Tuş Paneli Kilitleme Sistemi

İstem dışı müdahaleleri önleyebilmek için kilitlenebilir tuş paneli.

Batarya Ömrü

0,1 ml/saatte 233 saat, 1 ml/saatte 175 saat, 5 ml/saatte 67 saat, 10 ml saatte 35 saat



BodyGuard 575 PCA Pompası

BodyGuard-575 intravenöz - epidural ve subkütan uygulamalar yapılabilmektedir. BodyGuard-575 PCA pompasında 26 ayrı standart ilaç protokolleri hafızaya kaydedilmektedir. Böylece sadece ilaç protokol ismi seçilerek otomatik PCA işlemi yapmaya imkan sağlar.

Farklı PCA Programlama Opsiyonları;

- 25 basamaklı infüzyon
- Devamlı infüzyon
- Aralıklı infüzyon
- TPN
- Sinüsoidal infüzyon

Alarmlar:

- Program bitti
- Batarya zayıf
- Şarj bitti
- İçsel bozukluk (Hata kodu ile)
- Düşük oklüzyon
- Kapak açık
- Pompa beklemede
- Kilit modu
- Eksik tuş

Serum askılığında elektrikle veya şarj edilebilir Li-İon Batarya ile çalışma:

Hasta mobilitesi için elektrikten bağımsız batarya üzerinden 7 güne kadar uzayan çalışma süresine sahiptir.

Hava Alarm Sistemi

Pompa girişindeki ultrasonik dedektör sayesinde, setteki hava alarmı kolayca tespit edilebilmekte olup, sesli ve görüntülü alarm sistemi bulunmaktadır. Hava kabarcık alarm hacmi isteğe bağlı ayarlanabilmektedir.

Hasta Takibi için Yüklenebilir Hafıza

Yüklenebilir 24 saatlik hasta uygulama bilgileri ve toplamda hafızada son 500 hastanın sıra numaralı ulaşılabilen tüm uygulama kayıtları.

Ebatlar;

112 mm x 89 mm x 32 mm (Y x G x D)

Güç Gerekisini;

110 - 240 VAC, 50/60 Hz (20W / 0,12 A)

Ağırlık:

280 gram (Şarj ünitesi hariç)

