

BodyGuard Quadro

Dört Kanallı İnfüzyon Pompası

BodyGuard Quadro, 4 kanal ve çoklu program seçenekleri (yazılım bağılı) ile infüzyon tedavilerini güvenli, ekonomik ve kolay kullanım ile üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış kapsamlı özellikler sunmaktadır.

Tam Kapasiteli 6 İnfüzyon Programı;

- Devamlı / Bazal İnfüzyon
- PCA
- Aralıklı
- TPN
- 25 Adımlı
- Ağırlığa Dayalı

Piston Pompa Mekanizması

Çok düşük infüzyon hızlarında bile, en yüksek doğruluk ve lineariteye sahiptir.

Alarmlar:

- Program bitti
- Batarya zayıf
- Şarj bitti
- İçsel bozukluk (Hata kodu ile)
- Düşük oklüzyon
- Kapak açık
- Pompa beklemede
- Kilit modu
- Eksik tuş

Anti-Bolus Sistemi

Düşük oklüzyon sonrası, hatalı bolus gönderilmesini önler.



Hasta Takibi için Yüklenebilir Hafıza

Yüklenebilir 24 saatlik hasta uygulama bilgileri ve toplamda 1000 ulaşılabilen kayıt.

Çok Fonksiyonlu Şarj Ünitesi

Klinik içinde infüzyon bilgilerinin kolayca görünmesini sağlayan büyük ekranlı ve serum askılığına kilitlenebilir çok fonksiyonlu şarj ünitesine sahiptir.

Tuş Paneli Kilitleme Sistemi

İstem dışı müdahaleleri önleyebilmek için kilitlenebilir tuş paneli.

Batarya

Lityum - Polimer 7.2 V 3000 mAh (Şarj edilebilir)
125 mL/saatte 7 saate kadar batarya ömrü

BodyGuard Quadro

Dört Kanallı İnfüzyon Pompası

BodyGuard Quadro yerel uygulama için yapılandırılabilir ve yetkisiz personellerin yapabileceği değişiklikleri önlemek için tuş kilitleme paneli ile aktif ve pasif güvenlik içeren, ayakta ve yatakta infüzyon teknolojisinde büyük bir yeniliği sizlere sunmaktadır.

Tuş Paneli Kilitleme Sistemi
İstem dışı müdahaleleri önlemek için kilitlenebilir tuş paneli.

Hava Alarm Sistemi
Pompa girişindeki ultrasonik dedektör sayesinde, setteki hava alarmı kolayca tespit edilebilmekte olup, sesli ve görüntülü alarm sistemi bulunmaktadır. Hava kabarcık alarm hacmi isteğe bağlı ayarlanabilmektedir.

3 Seviyeli Erişim Kodları
Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan program değişikliklerine engel olmak için 3 seviyeli erişim kodu mevcuttur.



Batarya veya AC Güç Kaynağı

İnfüzyon terapisini bölmeden batarya ve AC (duvar şarjı) güç kaynağı değiştirme imkanı sağlar.

Akış Oranı

Akış oranı her kanal için; 0.1 - 1500 mL/saat (0.1 mL'lik artışla)

Ebatlar

41 mm x 88 mm x 236 mm (Y x G x D)

Güç Gereksinimi

110 - 240 VAC, 50/60 Hz (20W / 0,12 A)

Ağırlık

800 gram (Şarj ünitesi hariç)

