

T34 Şırınga Pompası

Şırınga infüzyonu

Hastanızın ihtiyacı olan her yerde, küçük dozlarda güvenli ve ekonomik infüzyon tedavisi sağlar. T34 taşınabilir şırınga pompası, daha geniş cihazların bütün özelliklerini sizlere hafif ve kompakt tasarımıyla sunuyor.

Programlanabilir İnfüzyon

Tercih ettiğiniz devamlı veya aralıklı protokol programlarını uygulayabilirsiniz.

Programlanabilir Akış Hızı

İhtiyacınıza göre 0.1 - 650 ml/saat akış hızı ayarlanabilir.

Programlanabilir İnfüzyon Süresi

Oran yerine, 10 dakikadan 100 saate kadar infüzyon süresi seçebilirsiniz.

Otomatik Şırınga Tespiti

3 ölçüm noktası ile her marka şırıngayı otomatik olarak tespit eder.

Alarmlar:

- Oklüzyon
- Program bitti
- Bitmek üzere
- Şırınga iletimi bitti
- Düşük şarj
- Şarj bitti
- Program kontrolü
- Yüksek basınç

Şırınga Aralığı

2 ml'den 50 ml'ye kadar (her marka için)

Batarya

Bir adet 9V Alkalın batarya ile çalışır. Batarya ömrü, 50 ml'lik şırınga için, 100 kullanımlıktır.

Hasta Takibi için Yüklenebilir Hafıza

Yüklenebilir 24 saatlik hasta uygulama bilgilerini ve toplamda son 500 hastanın sıra numarası hafızaya kaydedilebilir.

Kolay Bilgi Görüntüleme

Bilgi tuşuna basarak her saat için yapılan işlemleri görüntüleyebilirsiniz.

2 Aşamalı Erişim Kodu

Kazara veya yetkili olmayan kişiler tarafından program değişikliğini engellemek için 2 aşamalı erişim kodu bulunmaktadır.

Ağırlık

Toplam ağırlık batarya ile 277 gr olup, istenilen her yere kolayca taşınabilir.

Ebatlar

167 mm x 39 mm x 66 mm

