

T34L Şırınga Pompası

Şırınga infüzyonu

Hastanızın ihtiyacı olan her yerde çoklu programlama özelliği ve hafif tasarımıyla, güvenli bir şekilde infüzyon olanağı sağlar. T34L yerel uygulama ve protokoller için konfigüre teknolojisini içeren güvenlik özelliklerini sizlere sunmaktadır. Ayrıca yetkisiz personel tarafından kullanımı ya da değişikliği önlemek için kilitleme programı mevcuttur.

Programlanabilir İnfüzyon

Tercih ettiğiniz devamlı, aralıklı ve bolus-doza protokolleri.

Programlanabilir Akış Hızı

İhtiyacınıza göre 0.1 - 650 ml/saat akış oranı

Programlanabilir İnfüzyon Süresi

Hız yerine, 10 dakikadan 100 saate kadar infüzyon süresi seçebilirsiniz. T34L akış hızını sizin yerinize otomatik olarak hesaplar.

Otomatik Şırınga Tespiti

Şırınganın markasını, ölçüsünü ve şırınga içerisinde ilaç hacmini otomatik olarak hesaplar.

Alarmlar:

- Oklüzyon
- Program bitti
- Bitmek üzere
- Şırınga iletimi bitti
- Düşük şarj
- Şarj bitti
- Program kontrolü
- Yüksek basınç



Güvenli Doz Titrasyonu

Operatör veya hasta, önceden ayarlanmış limite kadar güvenli ve uygun ayarlar için akış oranı titrasyonunu yapabilir.

Batarya

Uzun ömürlü şarj edilebilir Lityum-İyon batarya.

Hasta Takibi için Yüklenebilir Hafıza

Yüklenebilir 24 saatlik hasta uygulama bilgilerini ve toplamda son 500 hastanın sıra numarası hafızaya kaydedilebilir.

Kolay Bilgi Görüntüleme

Bilgi tuşuna basarak saat saat yapılan işlemleri görüntüleyebilirsiniz.

Batarya veya AC Güç Kaynağı

İnfüzyon iletimini bölmeden batarya ve AC güç kaynağı ayrılmış, değiştirilebilir.

Ağırlık

411 g. Hasta istediği her yere taşıyabilir.

Ebatlar

205 mm x 45 mm x 98 mm

