

# BodyGuard MultiDock

## Çoklu İnfüzyon Yönetim Ünitesi

CME İnfüzyon pompalarını tek cihaza bağlayarak kontrol ederek yerden tasarruf edin. İnfüzyon yönetimini basitleştirin.

10 infüzyon kanalına kadar bağlantı yapabilir; 7 adet T34L şırınga pompası veya 3 adet BodyGuard 121 iki kanallı pompa ve 4 adet T34L şırınga pompası kombinasyonlarını bağlayabilirsiniz.

MultiDock infüzyon kanallarını ayrıca, bizim yazılımımızı kullanarak kablosuz olarak bilgisayarınızdan kontrol edebilirsiniz.

### Tam Kapasiteli 6 farklı İnfüzyon seçeneği;

- 25 basamaklı infüzyon
- Devamlı infüzyon
- Aralıklı infüzyon
- TPN
- Sinüsoidal infüzyon
- Ağırlığa dayalı doz

### Piston Pompa Mekanizması

İnfüzyon oranı ne olursa olsun protokolün gereğini karşılar.

### Akış Oranı

Tedavi ihtiyaçlarınızı karşılamak için BodyGuard Quadro; 0.1 ml - 1500 ml/h, BodyGuard Twins 121; 0,1 ml - 1200 ml/h, T34 şırınga pompası; 0,1 ml - 650 ml/h akış oranı sağlar.

### MultiDock Güç Kaynağı

7 adet pompaya kadar tek güç kaynağı ile beslenme (100 - 240 V) yapabilmektedir.

### Ekonomik ve Kolay Kullanım

Tek güç kaynağı ile 10 infüzyon kanalına kadar kolay kullanım.

### Şarj Edilebilir Batarya

Tüm takılabilir pompalar şarj edilebilir Lityum-Polimer batarya ile şarj edilerek saatlerce çalışabilmektedir. Tüm pompalar, infüzyonu bölmeden MultiDock'tan çıkarılabilir. Kullanan kişi MultiDock'tan pompayı çıkarıp, başka bir IV girişine takarak farklı bir hasta da kullanabilir.

### Esnek Konfigürasyon

İşlem için gerekli olan sayı ve pompa tipine siz karar verin.

