

Neonatal Enteral Şırınga Pompası

NeoFeed, hastanızı yanlış IV, umbilikal arteriyel ve epidural kateter bağlantılarında korur. Çünkü NeoFeed pompası sadece oral/enteral beslenme şırınga pompası olarak çalışır. Özel şırınga tespit sistemi kullanır. Çoklu programlı, güvenli ve kolay özellikleri NeoFeed'i herhangi bir infüzyon protokolü için kullanımı en kolay pompa haline getiriyor.

Otomatik Şırınga Tespiti

Otomatik olarak kullandığınız şırınga markasını, boyutunu ve uygulanan tedavi hacmini tespit ederek, sadece sizin önerdiğiniz markaların kullanılmasına izin verir.

Programlanabilir İnfüzyon

Devamlı, aralıklı ve bolus-doza protokollerinin iletimini yapar.

Özel Neonatal Akış Hızı ve Doğruluk

Neonatal beslenme için kusursuz hız kontrolü sağlar.

Programlanabilir İnfüzyon Hacmi

Hız yerine, 10 dakikadan 100 saate kadar infüzyon zamanını seçebilirsiniz. NeoFeed sizin için hızı otomatik olarak ayarlar.

Programlanabilir KVO Hızı

0-2 ml/saat aralıklarla ayarlanabilir.

BodyComm Yazılımı

Bilgisayarınızdan pompa ayarlarını yönetmenizi ve 1000 vakaya kadar hasta geçmişi grafiklerle takip etmenizi sağlar.



Güvenli Doz Titrasyonu

Operatör, önceden ayarlanmış limite kadar güvenli ve uygun ayarlar için akış oranı titrasyonu yapabilir.

Çoklu Dil Desteği

20'den fazla dil seçeneği ile ihtiyaçlarınızı karşılar.

Kolay Bilgi Görüntüleme

Bilgi tuşuna basarak yapılan işlemleri saat saat görüntüleyebilirsiniz.

Batarya

Uzun ömürlü şarj edilebilir Li-polymer batarya ile 100 tam şırınga iletimi yapabilirsiniz. Ayrıca, infüzyon tedavisini bölmeden batarya veya AC güç kaynağı ayrılıp, değiştirilebilir.

Ağırlık

Toplam 411 gr olup, istenilen her yere kolayca taşınabilir.

Ebatlar

205 mm x 98mm x 45 mm

